



**25**  
YEARS  
caring for  
★ your future

Sensorische Integration Therapie Toilettenhilfe & Baden Sitzen



# Willkommen

Unsere Produkte zu kaufen war noch nie so einfach und praktisch. Sie können unsere beliebtesten Produkte jetzt über den Smirthwaite Direkt Katalog kaufen, der Ihnen über 100 Produkte aus unseren vier Produktreihen anbietet: Sensorische Integration, Toilettenhilfe und Baden, Therapie und Sitzen.



## Silbernes Jubiläum

**25** YEARS  
caring for  
★ your future

2011 feierte Smirthwaite 25-jähriges Jubiläum in der aktiven Entwicklung von Lösungen für Kinder und junge Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen. Unsere Gründer Geoff und Sheila Smirthwaite leisteten dabei, Kindern ein unabhängiges Leben zu ermöglichen, leidenschaftliche Pionierarbeit.

Unser Sitz ist im Vereinigten Königreich und alle unsere Produkte werden im Vereinigten Königreich hergestellt.

# Inhalt

## Sensorische Integration

Clown	3
Twist 'n' Fun Geräte	3
Rahmen & Schaukeln	4
Body Roller & Bumper	5
Der Rokka	6



## Therapie

Therapierolle	9
Therapiebank	9
Stühle mit Sprossenlehne	10
Leitern	10
Leitern & Einhängesitze	11
Laufleiter	11
Pritschen & Zubehör	12
Konduktiven Förderung	15
Fußbänke, Stufen & Barren	16
Hocker	17



## Sitzen

Foxdenton Stuhl	19
Juni Sitz	20
Heathfield Stuhl	24
Eckstuhl	27
Tragbarer Hip Spica Stuhl	27
Schreibtische	28
Tische	29

### Innovatives Design

Geräte für besondere Bedürfnisse sind oft allzu komplex, schwierig in der Handhabung und teuer in der Instandhaltung. Bei Smirthwaite glauben wir an gut gemachte, einfach zu benutzende Produkte, die sich mit der Zeit bewähren. Durch enge Beratung mit Therapeuten und Endnutzern stellen wir sicher, dass unsere Designs zahlreiche klinische Nutzen bieten und dabei einen kundenorientierten und innovativen Ansatz beibehalten.



## Toilettenhilfe & Baden

Badestuhl	31
Bade-Eckstuhl	31
Kombi	32
Potty Stuhl	33

### Garantie

Alle unsere nach Mai 2009 gekauften Produkte haben standardmäßig eine 2-jährige Garantie.

# Sensorische Integration

Unser Sortiment an Produkten der Sinnesintegration kann dafür verwendet werden, Kinder zu ermutigen, ihre Fähigkeiten zu verfeinern und Selbstvertrauen aufzubauen. Unsere Produkte ermöglichen es Kindern, verschiedene Sinneseindrücke in ihrer Umgebung zu lernen und auf diese zu reagieren. So wird ihnen geholfen, Sinnesfähigkeiten zu entwickeln.

Ein Sortiment  
Sinnesfähigkeiten  
zu entwickeln

## Clown



### Clown

CODE 42101



### Die Bälle (10 Stück)

CODE 42106

Mit dem Clown macht das Lernen Spaß.

Einfach die Bälle in den farbigen Ringen werfen, schauen und lauschen wie sie nach unten rollen. Motorik, Vorausschätzung üben, der Reihe nach Spiele.

### Clown Maßangaben

Höhe 1240mm  
Breite 1110mm  
Tiefe 700mm

## Twist 'n' Fun Geräte



### Twist 'n' turn

CODE 42102



### Twist 'n' loop

CODE 42103



### Twist 'n' race

CODE 42104



### Twist 'n' play (Wandmontiert)

CODE 42105

Wenn Kinder mit unsere Auswahl von Twist 'n' Fun Geräten spielen; sehen, hören und fühlen sie die Bewegung von den farbigen Bällen. Unsere geräte eignen sich Besonders gut für die Sinnesentwicklung.

Twist 'n' Turn wird mit 3 farbigen Bällen Geliefert, alle andere Twist 'n' fun Geräte mit 10 Bällen. Die Bälle können auch separat gekauft werden.

### Twist 'n' Turn Maßangaben

Länge 300mm, Breite 280mm

### Twist 'n' Loop Maßangaben

Höhe 750mm

Fußplatte: Breite 290mm, Tiefe 500mm, Höhe 70mm

### Twist 'n' Race Maßangaben

Höhe 750mm

Fußplatte: Breite 320mm, Tiefe 450mm, Höhe 70mm

### Twist 'n' Play Maßangaben (Wandmontiert)

Breite 420mm, Tiefe 180mm, Höhe 1100mm





## Rahmen & Schaukeln



**C-Rahmen**  
CODE 44401



**Drei-Punkt-Kopfstück**  
CODE 44201



**Höhenversteller**  
CODE 44202



**Rotations-Gerät**  
CODE 44203

Unser beliebter C-Rahmen ist ein freistehendes Aufhängesystem zur Nutzung mit unseren sensorischen Schaukeln, Plattformen und Rollen. Der C-Rahmen beseitigt die Notwendigkeit struktureller Dauerbefestigungen, ist einfach aufzubauen und besteht aus einzelnen Modulen. Er ist aus Stahlrohr gefertigt und hält einer Belastung von bis zu 150kg stand.

Unser C-Rahmen beinhaltet standardmäßig ein 1-Punkt-Kopfstück und einen Satz Matten. Auch in 'A' und 'O' Form erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.smirthwaite.co.uk](http://www.smirthwaite.co.uk).

### C-Rahmen technische Daten


Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Größe	Höhe	Fußplatte	Max Gewicht (kg)
44401	1	2330	1860	150

### Flexi Bolster technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Farbe	Größe	Bodenplatte Durchmesser	Obere Rolle Durchmesser	Höhe
40211	Rot	1	800	230	960
40221	Grün	1	800	230	960
40231	Blau	1	800	230	960



### Flexi Bolster

Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle



### Schaukelrolle

Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle



### Schaukelplattform

Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle

Unsere Flexi Bolster Rolle bietet vestibuläre und propriozeptive Stimulation durch sanftes Schaukeln oder Anstoßen der Rolle.

Unsere Schaukelrollen und Schaukelplattformen werden zur vestibulären Stimulation, sowie zur Verbesserung des räumlichen und des Richtungsbewußtseins genutzt. Alle unsere Rollen und Plattformen können an einem einzigen Aufhängepunkt an der Decke oder an unseren Rahmen angebracht werden.

### Schaukelrolle technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1			2			3		
Farbe	Rot	Grün	Blau	Rot	Grün	Blau	Rot	Grün	Blau
Code	40111	40121	40131	40112	40122	40132	40113	40123	40133
Länge	900			1200			1500		
Durchmesser	230			230			230		

## Body Roller & Bumper



### Body Roller

CODE 43211 (Rot)  
 CODE 43221 (Grün)  
 CODE 43231 (Blau)



### Body Bumper

CODE 43111 (Rot)  
 CODE 43121 (Grün)  
 CODE 43131 (Blau)

Unser Body Roller ermöglicht eine Tiefendruckbehandlung während das Kind durch die Rollen kriecht. Die voll gepolsterten Rollen helfen Ihrem Kind beim Entspannen. Die Spannungseinstellung ist leicht verstellbar.

Unser Body Bumper hilft dabei die Kraft des Oberkörpers aufzubauen. Durch das Knien vor dem Bumper und das vor- und zurückrollen des Bumpers wird das Training der Arme und Schultern unterstützt.

### Schaukelplattform technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1			2		
Farbe	Rot	Grün	Blau	Red	Grün	Blau
Code	41111	41121	41131	41112	41122	41132
Länge	800			1200		
Breite	800			800		

# Der Rokka



## Der Rokka

CODE ROK001

Der Rokka ist ein Fischerboot, eine Schaukel, oder ein Versteck. Auf dem Kopf gestellt ist er ein Tisch mit zwei Sitze zum Spielen oder Essen. Er kann als Trip-trap Brücke verwendet werden oder zum Treppen steigen.

Im Spielen werden unsere Kinder ermutigt, ihre Fähigkeiten zu verfeinern und Selbstvertrauen aufzubauen.

## Die Küchen Pakete



**Die Küchen Pakete**  
CODE ROK002

Kinder lieben es ihre Eltern zu imitieren und teilzunehmen. Ihre „kleine Helfer“ lernen neue Fähigkeiten und es gibt viel Raum für das Rollenspiel beim Spielen mit Geschwister oder Freunde.

Legen Sie den Rokka auf die Seite, die Küchen Pakete beifügen und alles ist da was die Kinder in der Küche sonst gesehen haben: ein Ofen den man öffnen kann, eine Waschmaschine, ein Herd mit drehbare Knöpfe, ein Abwaschbecken mit heißem und kaltem Wasserhahn, eine Ablage und Löcher für Utensilien. Die Küchen Pakete ist eine fantastische Kombination von Haltbarkeit und Spaß.

Bitte bemerken: Die Küchen Pakete wird separat verkauft, exklusive den Rokka

## Die Theater Pakete



**Die Theater Pakete**  
CODE ROK003

Die Theater Pakete fördert die Kreativität, fördert den aktiven Wortschatz, die soziale Fähigkeit und lässt den Kindern bei den Schauspielen ihre Fantasie freien Raum.

Den Rokka auf die Seite legen, die Theaterpakete anbauen – angeliefert mit Vorhänge und ein farbiger Strand als Hintergrund.

Bitte bemerken: Die Theater Pakete wird separat verkauft, exklusive den Rokka



# Therapie

An alltäglichen Aktivitäten teilzunehmen ist ein wichtiger Teil der Kindesentwicklung. Die therapeutische Behandlung ermöglicht es einem Kind, aktiv zu bleiben und seine Lebensqualität zu verbessern. Unser Angebot an Therapieprodukten ist für viele therapeutische Ansätze geeignet und kann dabei helfen das Behandlungsprogramm jedes einzelnen Kindes so zuzuschneiden, dass es sein volles Potential ausschöpfen kann.



Eine Produktreihe  
die Ihrem Kind hilft,  
sein volles  
Potential  
zu entfalten

# Therapiebolster



## Therapiebolster

CODE 5861-5866

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## Endstück (einzeln)

**B 500 x H 450mm**

CODE LG014



## Hohes Endstück (einzeln)

**B 500 x H 700mm**

CODE LG013

Unsere verstellbare Therapiebolster wurde speziell dafür entwickelt, Kinder mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, neurologischen Störungen oder Gleichgewichtsstörungen zu unterstützen.

Unsere Therapiebolster ist extrem vielseitig und kann entweder nur als Rolle genutzt oder mit hohen oder niedrigen Endstücken kombiniert werden. Wählen Sie einfach die Größe der Therapiebolster und, bei Bedarf, auch aus 2 unterschiedlich großen Endstücken.

## Therapiebolster technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3	4	5	6
Code	5861	5862	5863	5864	5865	5866
Breite	600	1200	600	1200	600	1200
Höhe min	300	300	325	325	350	350
Höhe max	475	475	500	500	525	525
Durchmesser	200	200	250	250	300	300

# Therapiebank



## Therapiebank

CODE 5540-5547

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## Verstellbare Rückenlehne mit Beckenführungen

CODE BK091



## Verstellbare Oberschenkel- Knie-Blöcke (Paar)

CODE KN002

Unsere beliebte höhen- und winkelverstellbare Therapiebank wurde entwickelt, um eine Reihe von Therapieprogrammen für Kinder zu Hause oder in der Schule zu unterstützen.

Unsere verstellbaren Oberschenkel-Knieblöcke, verstellbare Rückenlehne und Beckenführungen bieten den Kindern beim Sitzen zusätzlichen Halt; sie können sich darauf konzentrieren andere Fähigkeiten zu entwickeln und sich gleichzeitig sicher fühlen.

## Therapiebank technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
Code	5541	5542	5543	5544	5545	5546	5540	5547
Breite	610	610	820	820	820	820	680	800
Tiefe	250	300	300	380	325	380	280	360
Höhe min	195	195	280	280	405	405	170	270
Höhe max	295	295	455	455	705	705	270	400

## Stühle mit hoher & niedriger Sprossenlehne



### Stuhl mit Sprossenlehne hoch

CODE 4386-4388

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



### Stuhl mit Sprossenlehne niedrig

CODE 4381-4383

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



### Leiterkiste

CODE 4370

Für alle Leitern  
verfügbar

## Leitern



### Boden-Trittleiter 2400mm x 500mm

CODE 4307



### Wandleiter

CODE 4334-4335

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



### Spiegel

CODE 4336-4337

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle

Unsere Stühle mit Sprossenlehne helfen bei der Konzentrationsverbesserung und involvieren Ihr Kind durch ein strukturiertes Therapieprogramm. Zur progressiven Nutzung von Kindern ab frühestem Alter. Mit hoher und niedriger Lehne erhältlich.

### Stuhl mit Sprossenlehne – hoch

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3
Code	4386	4387	4388
Leiterhöhe	900	1130	1355
Sitzbreite	450	450	450
Sitztiefe	375	400	425
Sitzhöhe <sup>1</sup>	375	400	425

Unsere Boden-Trittleitern können Gleichgewicht und Koordination fördern. Zur einfachen Lagerung können sie auch zusammengeklappt werden.

Unsere Leitern fördern die Unabhängigkeit. Hinter der Wandleiter kann ein Acryl-Spiegel angebracht werden, damit die Kinder sich bei der Nutzung der Leiter sehen können.

### Stuhl mit Sprossenlehne – niedrig

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3
Code	4381	4382	4383
Leiterhöhe	600	750	900
Sitzbreite	300	350	370
Sitztiefe	250	290	340
Sitzhöhe <sup>1</sup>	290	330	370

### Wandleiter technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2
Code	4334	4335
Höhe	1200	1500
Breite	600	750
Sprossen Abstand	75	100
Sprossendurchmesser	22	25

### Spiegel technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2
Code	4336	4337
Höhe	1200	1500
Breite	600	750

<sup>1</sup> Von Boden ab gemessen - zur Sitzhöhe

## Leitern & Einhängesitze



### Ladder & Einhängesitze

CODE 4376-4378

Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle



### Verstellbare Einhängesitze Stützen (Paar)

CODE 4470



### Verstellbare Einhängesitze Armstützen (Paar)

CODE 4460



### Leiter Gurt Band 50mm Schnalle

CODE 4494

### Klettverschluss

CODE 4495

Unsere Leitern und Einhängesitze sind ideal für das Therapieumfeld und können sowohl im Sitzen als auch im Stehen genutzt werden. Mit drei Einhängesitzgrößen und einer Reihe an Zubehörteilen können Sie die Leiter ganz auf die Bedürfnisse Ihres Kindes zugeschnitten zusammenstellen.

### Leiter technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3
Code	4373	4374	4375
Höhe	900	1200	1500
Breite	500	500	500
Sprossendurchmesser	18	22	25



## Wussten Sie schon?

Unsere Leitern und Einhängesitze können zusammen mit unseren Eckstühlen benutzt werden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 27 oder auch auf unserer Webseite

[www.smirthwaite.co.uk](http://www.smirthwaite.co.uk)

### Einhängesitze technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3
Code	4376	4377	4378
Breite	400	400	400
Tiefe	250	300	350

## Laufleiter



### Laufleiter

CODE 4313-4315

Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle



### Leiter-Fußbrett

CODE 4321

Unsere Laufleitern wurden entwickelt um beim Stehen und Gehen unterstützend zu wirken. Die Leitern bieten auch Unterstützung wenn sie während dem Sitzen oder der Toilette gehalten werden. Ein Leiter-Fußbrett ist erhältlich um die Beine während des Laufens gespreizt zu halten.

### Laufleiter technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3
Code	4313	4314	4315
Höhe	900	1200	1500
Breite	550	600	650
Sprossendurchmesser	18	22	25

# Pritschen



## Klappbare Pritsche

CODE 4500-4527

## Stapelbare Pritsche

CODE 4530-4557

Unsere höchst beliebten Stapel-Pritschen können zur Einzel- oder Gruppenarbeit genutzt werden. Bei räumlichen Begrenzungen sind unsere zusammenklappbaren Pritschen ideal in der Aufbewahrung. Unsere Bänke sind mit einer oder zwei Aussparungen erhältlich.

### Klapp- & Stapelbare Pritschen technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3	4
Länge	1070	1500	1675	1830
Breite	665	745	840	840

### Bitte wählen Sie Ihren Code aus den folgenden Höhenvarianten

Größe	1		2		3		4	
Bank-Typ	Klapp-	Stapel-	Klapp-	Stapel-	Klapp-	Stapel-	Klapp-	Stapel-
Höhe 380mm	4500	<b>4530</b>	4507	<b>4537</b>	4514	<b>4544</b>	4521	<b>4551</b>
Höhe 460mm	4501	<b>4531</b>	4508	<b>4538</b>	4515	<b>4545</b>	4522	<b>4552</b>
Höhe 520mm	4502	<b>4532</b>	4509	<b>4539</b>	4516	<b>4546</b>	4523	<b>4553</b>
Höhe 580mm	4503	<b>4533</b>	4510	<b>4540</b>	4517	<b>4547</b>	4524	<b>4554</b>
Höhe 640mm	4504	<b>4534</b>	4511	<b>4541</b>	4518	<b>4548</b>	4525	<b>4555</b>
Höhe 700mm	4505	<b>4535</b>	4512	<b>4542</b>	4519	<b>4549</b>	4526	<b>4556</b>
Höhe 740mm	4506	<b>4536</b>	4513	<b>4543</b>	4520	<b>4550</b>	4527	<b>4557</b>

# Pritschen Zubehör



## Pritschen-Zubehör

CODE 4588



## Pritschen-Halbabdeckung

CODE 4226-4229



## Quick fix Pritschablage

CODE 4263, 4264

Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle

Um den Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht zu werden können Sie Ihre Pritsche mit einer Reihe von Zubehörteilen individualisieren. Alle Zubehörteile zielen darauf ab, das Therapieprogramm Ihres Kindes zu unterstützen.

Mit unserer Bankabdeckung können die Pritschen einfach in einen Tisch umfunktioniert werden. Erhältlich in vier Größen, kann sie mit unseren Dycem-Matten oder Saug-Handleisten und -läufen genutzt werden.

Die Ablage mit Schnellverschluss ist in zwei Größen erhältlich und kann auf den Bänken und in Verbindung mit unseren Dycem-Matten oder Saug-Handleisten genutzt werden. Die Ablage ist einfach zu benutzen und zu reinigen und ist auch für eine Reihe anderer Aktivitäten ideal.



**Dycem  
Antirutschmatte  
(rund, blau oder rot)**

CODE 4703  
250 x 180mm  
CODE 4706  
350 x 250mm  
CODE 4709  
450 x 380mm



**Dycem  
Antirutschmatte  
(rechteckig, blau  
oder rot)**

CODE 4700  
190mm



**Dycem An-  
tirutschmatte  
Nilpferd  
(nur in rot)**

CODE 4699  
350 x 250mm

Dycem Antirutschmatten sind in zwei Farben und mehreren Größen und Formen erhältlich.

**Pritschen Zubehör Tabelle**

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Zubehör	Code	Größe
Ablage mit Schnellverschluss	4263	450 x 500
Ablage mit Schnellverschluss	4264	600 x 600
Saug-Handlauf vertikal	4201	125
Saug-Handlauf horizontal	4202	350
Saug-Handlauf horizontal	4203	125
Handleiste mit Schnellverschluss vertikal	4205	125
Handleiste mit Schnellverschluss horizontal	4206	350
Handleiste mit Schnellverschluss horizontal	4207	125
Handleiste horizontal	4208	350
Handstock	4197	380
Handstöcke – 5 Stück	4198	380
Hebeblockset (4) für Klapp-Bank	4210	25 & 50
Hebeblockset (4) für Klapp-Bank	4211	50 & 100
Hebeblockset (4) für Stapel-Bank	4212	50
Hebeblockset (4) für Stapel-Bank	4213	100
Hebeblockset (4) für Stapel-Bank	4214	50 & 100

## Pritschen Zubehör



### Ein Handstock

CODE 4197

### Handstock (5 Stück)

CODE 4198



### Vertikale und horizontale Handleiste mit Schnellverschluss

CODE 4205 -4207



### Saug-Handläufe

CODE 4201-4203



### Hebeblockset

CODE 4210-4214



### Plastikspiegel mit Schnellverschluss

**Klein**  
250mm x 200mm  
CODE 4273

**Groß**  
300mm x 250mm  
CODE 4274



Unsere Handstöcke stärken den Griff Ihres Kindes und steigern die Geschicklichkeit. Sie sind in verschiedenen leuchtenden Farben einzeln oder als Fünfer-Pack erhältlich.

Unsere Hebeblöcke werden als schnelle und einfache Methode zum Anheben der Pritschen genutzt. Die Blöcke sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen erhältlich.

Unsere Handleisten mit Schnellverschluss passen entlang, über oder diagonal auf Pritschen jeglicher Größe. Sie sind in zwei horizontalen und einer vertikalen Größe erhältlich.

# Konduktiven Förderung



Lieferumfang:

- Faltbare Pritsche Größe 1
- Laufleitner und Einhängesitz in Größe 1
- Verstellbare Sitzkiste Größe 1
- 1 Handstab
- 125mm festklemmbarer Handgriff
- Festklemmbarer Spiegel Größe 1
- 1 Dycem Antirutschmatte (350mm x 250mm)
- Festklemmbare Arbeitsplatte Größe 1
- 25/50mm Erhöhungsblöcke

## Kleinkinder-Satz der Konduktiven Förderung

CODE 4140

Lieferumfang:

- Faltbare Pritsche Größe 2
- Laufleitner und Einhängesitz in Größe 2
- Höhenverstellbarer Hocker
- 1 Handstab
- 125 mm festklemmbarer Handgriff
- Festklemmbarer Spiegel Größe 2
- 1 Dycem Antirutschmatte (350mm x 250mm)
- Abdeckplatte über die halbe Pritsche
- 50/75mm Erhöhungsblöcke

## Junior-Satz der Konduktiven Förderung

CODE 4141

## Fußauflagen



**Verstellbare  
Fußauflage  
B 350 x T 270mm**

CODE 4187



**Fußauflagen System  
ineinander  
einschiebbar**

CODE 4185-4186  
Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



**Fußauflagen  
System  
festgeriegelt**

Die verstellbare Fußauflage ist in der Höhe und Winkel verstellbar, kann mit verschiedenen Stühlen verwendet werden. In einer Größe erhältlich.

Die verstellbare Fußauflage ist tragbar und paßt zu mehreren Sitz- und Therapie Artikel, und besteht aus jeweils drei Teilen. In zwei Größen erhältlich.

### Verstellbare Fußauflage technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2
Code	4185	4186
Breite	390	420
Tiefe	340	300
Höhe min	50	75
Höhe max	140	230
Höhe einzelnd	50 - 63 - 75	75 - 88 - 100

## Stufen und Parallelbarren



**Stufensystem**

CODE 4188



**Handlauf**

CODE 4189



**Parallelbarren**

CODE 4292-4293  
Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle

Drei ineinander einschiebbare Stufenteile bilden einen verstellbaren Stufensatz der mit einem Handlauf vervollständigt wird.

Alle drei Stufen sind der gleichen Breite (625mm) und Tiefe (370mm). Der untere Stufe ist 125mm hoch, mittlere Stufe 250mm hoch, Plattform 375mm hoch.

### Parallelbarren technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2
Code	4292	4293
Länge	2000	2660
Höhe min	360	500
Höhe max	540	820
Breite min	380	500
Breite max	600	730

# Hocker & Sitzkisten



**Stapelbare Sitzkisten**  
B500 x T360mm

CODE 4150



Nur Blau

**Runder Hocker auf Rollen**  
Höhe 400mm  
Fuß 480 x 48mm  
Durchmesser Sitz 360mm

CODE 4178



Rot und Gelb

**Höhenverstellbarer Hocker auf Rollen**  
Wheely Hocker

CODE 4181



Grün und Blau

**Höhenverstellbarer Hocker auf Rollen**  
Wheely Hocker

CODE 4182



**Höhenverstellbare Sitzkisten**

CODE 4169-4170  
Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle



**Höhenverstellbarer Sprossen Hocker**

CODE 4650-4653  
Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle

Ein Satz besteht aus fünf Sitzkisten in folgenden höhen:

1 x 50mm, 2 x 75mm, 1 x 100mm, 1 x 200mm.

Der höhenverstellbare Wheely Hocker ist für Therapeuten, Konduktoren, Lehrer und Eltern konzipiert die mit Kindern auf dem Fußboden arbeiten.

Der höhenverstellbare Sitzkisten ist mit Greifmulden für die unterstützung der Hände ausgestattet.

Der höhenverstellbare Sprossen Hocker ist in zwei Längen erhaltbar hat geformten Sprossen die eine gute Greifmöglichkeit gewährleisten. Die form des verstellbaren Unterbaus ermöglicht eine gute Fußhaltung.

## Höhenverstellbarer Hocker auf Rollen Wheely Hocker

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Größe	Breite	Tiefe	Höhe min	Höhe max
4181/4182	1	450	370	340	460

## Höhenverstellbare Sitzkisten technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Größe	Breite	Tiefe	Höhe min	Höhe max
4169	1	360	290	180	270
4170	2	400	330	240	380

## Höhenverstellbarer Sprossen Hocker technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Größe	Breite	Tiefe	Höhe min	Höhe max
4650	1	390	390	210	270
4651	2	390	390	260	340
4652	3	560	390	260	340
4653	4	560	390	310	410

# Sitzen

Korrekte Haltung hat eine Vielzahl von Vorteilen für Kinder und junge Menschen. Sie ermöglicht ihnen mit anderen zu kommunizieren und an Gruppenaktivitäten teilzunehmen, sie hilft bei Konzentration und Verdauung und vermeidet unnötige körperliche Belastung. Eine ausgezeichnete Haltung steht im Mittelpunkt unserer Sitzreihe.

Eine Produktreihe  
mit einer Lösung  
für Alles

# Foxdenton Stuhl



## Foxdenton Stuhl

CODE 8011-8015  
Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle

Foxdenton ist ein Schulstuhl für Kinder ab dem dritten Lebensjahr deren Haltung beim Sitzen minimal gestützt werden muss.

Der Foxdenton Schulstuhl wurde entwickelt um sicherzustellen, dass Ihr Kind sich im Klassenzimmer besser eingebunden fühlt.

Gute Sitzhaltung beginnt mit der Stabilität des Beckens. Der Foxdenton hat einfache Seitenstützen die verstellt werden können um das Becken Ihres Kindes zu stützen und stabil zu halten. Eine aufklappbare Fußstütze lässt Ihr Kind bequemer sitzen.

Im Angebot als Komplett-Paket ist der Foxdenton Schulstuhl standardmäßig mit Seitenstützen, Foxdenton-Sitz, aufklappbarer Fußstütze und Beckengurt erhältlich.



## Fußriemen

CODE ST033  
Größe 1 und 2  
CODE ST034  
Größe 3 - 5



## Beckengurt

CODE BK137-BK146  
Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle

## Farbskala

- Rot - Größe 1
- Blau - Größe 2
- Grün - Größe 3
- Beige - Größe 4
- Grau - Größe 5

## Foxdenton Stuhl technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Größe	Sitzhöhe	Breite	Sitztiefe	Nutzergewicht max.
8011	1	300	120-240	255	20kg
8012	2	340	140-260	285	35kg
8013	3	380	180-310	320	45kg
8014	4	390	200-380	365	70kg
8015	5	430	200-380	365	80kg

## 40mm Rückenstütze technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3	4	5
Code	BK137	BK138	BK139	BK140	BK141

## 60mm Rückenstütze technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3	4	5
Code	BK142	BK143	BK144	BK145	BK146

# Juni Sitz

Farbskala



## Juni Sitz

CODE 16011-16034

Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle

Der Juni Sitz und die dazugehörige Rückenlehne bieten eine einzigartige Konturierung. Dies fördert eine bessere Haltung, sorgt für mehr Komfort und hilft Ihrem Kind dabei sich im Stuhl sicher und stabil zu fühlen. Er ist unser lebhafter und dynamischer Stuhl für Kinder die beim Sitzen ein minimales Niveau an Stützung brauchen.

Der Juni ist ideal für den Kindergarten, die Schule und zu Hause für Kinder ab 18 Monaten.

Unser Juni Stuhl ist leicht verstellbar. Sowohl Sitzhöhe und -tiefe, also auch die Höhe der Armstützen können angepasst werden.

Der Juni Stuhl hat standardmäßig einen konturierten Sitz und Rückenlehne, eine eingebaute Lendenwirbelstütze, einen Beckengurt, einen höhen- und tiefenverstellbaren Sitz, höhenverstellbare Armstützen und eine winkelverstellbare Lehne.

## Juni Sitz technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3	4
Höhe	160-220	200-280	240-340	300-400
Breite	240	280	325	365
Tiefe	180-240	220-300	260-360	320-420
Höhe der Rückenlehne	260	290	325	400
Winkel der Rückenlehne (°)	95/100/105	95/100/105	95/100/105	95/100/105
Gewicht max (kg)	30	40	50	60

Farbe	Code			
Rot	16011	16012	16013	16014
Hellgrün	16021	16022	16023	16024
Blau	16031	16032	16033	16034

# Juni Zubehör



## Ski

CODE SK101-SK104

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## Ski mit Fußbrett

CODE SK111-SK114

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## Bewegliche Ski

CODE DL101-DL104

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## Ausziehbare Fußbrett<sup>1</sup>

CODE DL111-DL114

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## Höhenverstellbares Schiebegriff

CODE PH101-PH104

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## Ablage mit Schnelllöseeinrichtung

CODE TR101-TR104

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle

Wir haben eine Vielzahl von Zubehörteilen entwickelt die es Ihrem Kind ermöglichen, voll vom Juni Stuhl zu profitieren.

Ski stabilisieren den Stuhl und verhindern Bewegungen. Die mobile Version (mobile Ski) ermöglicht einfaches Bewegen des Stuhles im Innenraum. Die Gleit-Fußstütze stützt den Fuß und kann leicht weggeschoben werden um Platz zum Aufstehen zu schaffen.

Der höhenverstellbare Handgriff kann verstellt werden um beim Bewegen des Stuhles die optimale Schiebeposition zu erlangen.

Die Schnellverschluss-Ablage ist einzigartig, leicht und einfach zu reinigen.

Die Ablage kann mit nur einer Hand angebracht oder abgenommen werden. Mit unserer Ablage kann Ihr Kind einer Reihe von Aktivitäten wie zum Beispiel Spielen oder Essen nachgehen. Während dem Sitzen stützt die Ablage zudem den Rumpf.

## Juni Zubehör Tabelle

Größe	1	2	3	4
Code	Code	Code	Code	Code
Ski	SK101	SK102	SK103	SK104
Ski mit Fußbrett	SK111	SK112	SK113	SK114
Bewegliche Ski	DL101	DL102	DL103	DL104
Ausziehbares Fußbrett	DL111	DL112	DL113	DL114
Schiebegriff	PH101	PH102	PH103	PH104
Ablage	TR101	TR102	TR103	TR104

<sup>1</sup> Nur mit bewegliche Ski verwend bar

# Juni Zubehör



## Abduktionsklotz

CODE PL111-PL132

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## Seitenstützpolster

CODE CS511-CS632

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## 4-Punkt-Gurt

CODE HN211-HN234

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle

Unser dynamischer Juni Stuhl ist das neueste Mitglied der Smirthwaite Familie. Das Juni ‚Stützsystem‘ beinhaltet einen Abduktionsklotz, Seitenstützpolster und einen 4-Punkt-Gurt.

Der Abduktionsklotz fördert die Hüftabduktion.

Die Seitenstützpolster stützen Hüfte und Schenkel. Sie können aus zwei Stärken wählen, entweder 25mm oder 50mm.

Der 4-Punkt-Gurt stützt den Rumpf. Er hilft auch bei der Anpassung der Oberkörperhaltung.

## Juni Zubehör Tabelle

Zubehör	Farbe	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
25mm Seitenstützpolster (Paar)	Rot	CS511	CS511	CS512	CS512
25mm Seitenstützpolster (Paar)	Hellgrün	CS521	CS521	CS522	CS522
25mm Seitenstützpolster (Paar)	Blau	CS531	CS531	CS532	CS532
50mm Seitenstützpolster (Paar)	Rot	CS611	CS611	CS612	CS612
50mm Seitenstützpolster (Paar)	Hellgrün	CS621	CS621	CS622	CS622
50mm Seitenstützpolster (Paar)	Blau	CS631	CS631	CS632	CS632
Abduktionsklotz	Rot	PL111	PL111	PL111	PL112
Abduktionsklotz	Hellgrün	PL121	PL121	PL121	PL122
Abduktionsklotz	Blau	PL131	PL131	PL131	PL132
4-Punkt-Gurt	Rot	HN212	HN211	HN213	HN214
4-Punkt-Gurt	Hellgrün	HN222	HN221	HN223	HN224
4-Punkt-Gurt	Blau	HN232	HN231	HN233	HN234

# Juni Tisch

## Verstellbarer & zusammenklappbarer Tisch

CODE 2411-2442

Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle

Der Juni Tisch hat zwei Hauptvorteile: die Beine sind verstellbar, damit Ihr Kind auf richtiger Höhe arbeiten oder spielen kann und er kann zur leichten Aufbewahrung zusammengeklappt werden.

Egal ob zu Hause, im Kindergarten oder in der Schule, der Juni Tisch ist ideal zum Lernen und Spielen. Der Tisch ist in einer Reihe von Farben erhältlich und ist der perfekte Begleiter für Ihren Juni Stuhl.



### Juni Tisch technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2
Höhe	310-450	400-600
Breite/Länge	700	780
Tiefe	530	590

Farbe	Code	
Roter Tischplatte	2411	2412
Hellgrüner Tischplatte	2421	2422
Blauer Tischplatte	2431	2432
Naturholz Tischplatte	2441	2442

# juni boosters

Mit den Juni Boostern wird das Juni System jetzt noch besser. Sie bieten extra Höhe für Ihr Kind und verwandeln den Juni in einen ‚Hochstuhl‘.

## Hi Booster

Perfekt für die Frühstücksbar oder zum Füttern Ihres Kindes ohne, dass Sie sich dabei hinsetzen oder hinknien müssen.

## Lo Booster

Perfekt für das Sitzen Ihres Kindes am Esstisch oder auch nur um Ihrem Kind etwas mehr Höhe zu geben.



### Juni boosters technische Daten

Alle Abmessungen in mm

Größe	Hi Booster		Lo Booster	
	1	2	1	2
Höhe	870-970		670-770	
Breite/Länge	520 x 640		520 x 520	
Tiefe	520 x 420 x 930		520 x 340 x 700	

Farbe	Code			
	Hi Booster		Lo Booster	
Rot	JB112	JB122	JB111	JB121
Hellgrün	JB212	JB222	JB211	JB221
Blau	JB312	JB322	JB311	JB321
Naturholz	JB412	JB422	JB411	JB421

# Heathfield



**Ski**  
CODE SK001-SK006  
Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



**Ski mit ganzem  
Fußbrett**  
CODE SK023-SK028  
Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



**Fußbrett  
umkehrbar**  
CODE FB006-FB011  
Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



**Dolly Rollenplatte**  
CODE DL006-DL011  
Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



**Fußleiste**  
CODE KB001-KB005  
Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle

Farbskala



## Heathfield Stuhl

CODE 6901-6906  
Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle

## Heathfield Sitz technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Größe	Sitzhöhe	Breite	Sitztiefe	Höhe der Rucklehne	Becken- höhe
6901	1	180-230	240	180-240	25	250
6902	2	200-300	280	220-310	45	280
6903	3	240-370	325	260-340	50	320
6904	4	290-390	365	320-400	60	365
6905	5	325-425	435	370-460	70	420
6906	6	395-545	435	450-550	85	420

Heathfield ist der perfekte Stuhl für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr bis in das junge Erwachsenenalter die beim Sitzen minimale Unterstützung benötigen. Er passt gut in den Kindergarten, die Schule und das häusliche Umfeld.

Der Heathfield Stuhl hat einen Beckengurt mit Schnalle, verstellbare Arme und einen konturierten Sitz.

Um den spezifischen Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht zu werden, können Sie den Heathfield Stuhl mit unterschiedlichen Zubehörteilen individualisieren. Das vollständige Zubehörangebot entnehmen Sie bitte unserem Smirthwaite Katalog oder unserer Webseite [www.smirthwaite.co.uk](http://www.smirthwaite.co.uk).



### Ablage<sup>1</sup>

CODE TR001-TR005

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



### Handgriff für die Ablage

#### Volle Länge

CODE HR001-HR003

#### Halblängig

CODE HR004



### Höhenverstellbares Schiebegriff

CODE PH010 - PH015

### Höhenfixierte Schiebegriff Option

CODE PH004 - PH009

Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle

## Heathfield Sitz Zubehör Tabelle

Größe	1	2	3	4	5	6
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Ski	SK001	SK002	SK003	SK004	SK005	SK006
Ski mit ganzem Fußbrett	SK023	SK024	SK025	SK026	SK027	SK028
Fußbrett - umkehrbar	FB006	FB007	FB008	FB009	FB010	FB011
Dolly Rollenplatte	DL006	DL007	DL008	DL009	DL010	DL011
Fußleiste	KB001	KB002	KB003	KB004	KB005	KB005
Ablage <sup>1</sup>	TR001	TR002	TR003	TR004	TR005	TR005
Ganz Handgriff	HR001	HR001	HR002	HR002	HR003	HR003
Halblängig Handgriff	HR004	HR004	HR004	HR004	HR004	HR004
Verstellbares Schiebegriff	PH010	PH011	PH012	PH013	PH014	PH015
Fixierte Schiebegriff	PH004	PH005	PH006	PH007	PH008	PH009

<sup>1</sup> Bei Bestellung einer Ablage für Heathfield Größe 1 und 2 muß der Stuhl mit Abstützung versehen werden – wie zum Beispiel ein Fußbrett, Ski, Dolly Rollenplatte oder Fußablage



# Heathfield



## Polsterkissen Einfach

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## Polsterkissen Zweifach

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## Abduktionsklotz

CODE PL001-PL002  
CODE PL013-PL014

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## 4-Punkt Gurt

CODE HN001-HN004

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## Westen Gurt

CODE HN009-HN011

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



## 4 glidome mit Schrauben

CODE GD001

Das 'Stützsystem' des Heathfield-Stuhls beinhaltet Polsterkissen, Abduktionsklotze und Gurte.

Für einen festen Sitz und zusätzlichen Komfort Ihres Kindes können Polsterkissen mit einfacher oder doppelter Stärke benutzt werden. Unsere Abduktionsklotze fördern die Hüftabduktion. Unsere Gurte helfen bei der Haltungsanpassung des Oberkörpers und fördern die Funktion der oberen Gliedmaßen.

## Heathfield Stuhl Zubehör Tabelle

Größe	1	2	3	4	5	6
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
25mm Beckenstützpolster	CS005	CS005	CS006	CS007	CS008	CS009
38mm Beckenstützpolster	CS014	CS014	CS015	CS016	CS017	CS018
50mm Beckenstützpolster	CS023	CS023	CS024	CS025	CS026	CS027
25+25mm Beckenstützpolster	CS050	CS050	CS051	CS052	CS053	CS054
50+25mm Beckenstützpolster	CS077	CS077	CS078	CS079	CS080	CS081
Abduktionsklotz	PL001	PL002	PL013	PL014	PL014	PL014
4-Punkt-Gurt	HN001	HN002	HN003	HN003	HN004	HN004
Westen-Gurt	HN009	HN009	HN010	HN010	HN011	HN011

# Eckstuhl



## Eckstuhl

CODE 5501-5503

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle

## Farbskala

- Rot - Größe 1
- Gelb - Größe 2
- Grün - Größe 3



## Ablagestisch

CODE 5521, 5523

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle

Unser Eckstuhl wurde entwickelt um den Rücken und die Seiten bei Kindern ab 8 Monaten zu stützen und ihr Sitzgleichgewicht zu verbessern. Unser Eckstuhl kann in Verbindung mit der Leiter genutzt werden um dem Kind dabei zu helfen, die Beine mit Gewicht zu belasten (weitere Informationen finden Sie auf Seite 11).

## Eckstuhl technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Größe	Höhenverstellbar	Breite	Sitztiefe
5501	1	410-520	400	270
5502	2	520-660	400	300
5503	3	550-690	450	350

## Ablagestisch technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Größe	Höhenverstellbar	Breite	Sitztiefe
5521	1	130-280	600	600
5523	2	345-545	600	600

# Tragbarer Hip Spica

## Farbskala

- Rot



## Tragbarer Hip Spica

CODE 5596



## Schafsfellbezug

CODE LC003



Unser tragbarer Hip Spica wurde speziell entwickelt für Kinder ab 12 Monaten bis zu 3 Jahren, die nach einer Hüftoperation einen Gips tragen und Sitzstützung benötigen.

Der tragbare Hip Spica Stuhl hat einen großen Verstellbereich, ist stabil und gleichzeitig leichtgewichtig, benötigt wenig Raum und kann leicht im Auto transportiert werden.


Im Lieferumfang sind standardmäßig ein 5-Punkt-Gurt und eine Ablage mit Schnellverschluss enthalten.

## Tragbarer Hip Spica technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Größe	Sitzhöhe	Breite	Sitztiefe	Tablett
5596	1	210-360	210-360	560-660	550-440

# Schreibtische



**Kippschreibtisch**

Unser Schreibtischangebot wurde entwickelt um in das häusliche sowie das Schulumfeld zu passen. Unsere Schreibtische können mit einer Reihe von Stühlen genutzt werden, insbesondere mit unseren Heathfield und Brookfield Stühlen.

Der Kippschreibtisch hat viele Zusatzfunktionen; durch Kippfunktion und Aussparungen kann der Schreibtisch so umfunktioniert werden, dass Ihr Kind eine Reihe unterschiedlicher Aktivitäten durchführen kann.

Unser Schreibtisch wurde geschickt entwickelt um Ihrem Kind eine Reihe von Aktivitäten zu ermöglichen. Der Schreibtisch hat viel Stauraum, so dass Bücher und Spielzeug nach der Nutzung versteckt werden können.



**Schreibtische**

## Kippschreibtisch technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Typ	Größe	Höhenverstellbar	Breite	Tiefe	Aussparung
6894	feststehend	1	465-715	685	600	410
6895	mobi	1	540-790	685	600	410
6896	feststehend	2	465-715	805	600	410
6897	mobil	2	540-790	805	600	410

## Schreibtische technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Größe	Höhenverstellbar	Breite	Tiefe
6967	1	345-520	450	600
6968	2	520-820	550	750

# Tische



**Activity-Tisch**  
CODE 2251-2252




**Connect Rechteckiger Tisch**  
CODE 2311-2313  
Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle



**Connect Dreieckiger Tisch**  
CODE 2361-2363  
Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle




**Kombination von zwei dreieckigen Connect Tischen mit Aussparungen und Washbecken**



**Aussparung**  
CODE 2311-2313  
Bitte bei der Bestellung Aussparung angeben

Unser Activity-Tisch ist ein idealer Tisch für jüngere Kinder im Kindergarten, der Schule und zu Hause. Die Stahlbeine sind höhenverstellbar und garantieren Ihrem Kind eine gute Sitzhaltung und der Tisch kann zur leichten Aufbewahrung zusammengeklappt werden.

Unsere Connect-Reihe rechteckiger und dreieckiger Tische wurde entwickelt um eine gute Sitzhaltung zu fördern. Alle Tische sind höhenverstellbar und äußerst funktionell. Sie können als Modulgruppen im Rechteck oder Dreieck aufgestellt werden (wie unten dargestellt).



Aussparungen dienen dazu, Ihrem Kind bei der Haltungsanpassung zu helfen und den Rumpf zu stützen. Eine Übersicht aller Optionen finden Sie auf unserer Webseite [www.smirthwaite.co.uk](http://www.smirthwaite.co.uk).

## Activity-Tisch technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Größe	Höhenverstellbar	Länge (A)	Breite (B)
2251	1	385-595	750	600
2252	2	535-745	750	600

## Connect Tische technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Code	Größe	Höhenverstellbar	Länge (A)	Breite (B)
2311 (Rechteckgier)	1	350-450	800	585
2312 (Rechteckgier)	2	425-575	800	585
2313 (Rechteckgier)	3	525-700	800	585
2361 (Dreieckiger)	1	350-450	1170	830
2362 (Dreieckiger)	2	425-575	1170	830
2363 (Dreieckiger)	3	525-700	1170	830

## Toilettenhilfe & Baden

Um dem Kind zu helfen sein Selbstbewusstsein aufzubauen und unabhängig zu sein werden Hilfsgeräte benötigt. Für Eltern und Betreuer von Kindern mit besonderen Bedürfnissen kann dies ein entscheidender Meilenstein sein. Unsere beliebte Reihe an Geräten zur Unterstützung beim Toilettengang und Baden liefert effektive Lösungen für Kinder ab 12 Monaten.

Eine Produktreihe die  
Unabhängigkeit und  
Selbstbewusstsein  
bildet

## Badestuhl



### Badestuhl

CODE 7607, 7609

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle

### Farbskala

Weiß



### Teleskop- Handleisten 1

CODE HR012

Länge 470-700mm

Beim Baden haben Kinder die Möglichkeit mit ihren Geschwistern und Eltern zu spielen. Der Badestuhl ermöglicht es, die Hände zum Spielen frei zu haben. Das schlanke Design gibt Ihrem Kind mehr Platz und Freiheit beim Baden. Durch den leichten Rahmen kann der Stuhl leicht gehandhabt werden. Der Badestuhl hat standardmäßig einen verstellbaren Gurt und verstellbaren Abduktionsklotz.

### Badestuhl technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2
Code	7607	7609
Sitzhöhe	35	35
Sitzbreite	350	350
Sitztiefe	250	325
Rückenhöhe	470	560
Nutzergewicht max.	35	35
Gewicht für den Versand	5	8

## Bade-Eckstuhl



### Bade-Eckstuhl

CODE 7511-7512

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle

### Farbskala

Weiß



### Rückenpolster

CODE PD025

Unser Bade-Eckstuhl wurde entwickelt um Ihrem Kind das aufrechte Sitzen zu ermöglichen. Er hilft dabei, das Sitzen zu kontrollieren und stützt das Kind zusätzlich in der Badewanne.

Der Bade-Eckstuhl hat einen Klettverschluss, zwei Teleskop-Handleisten<sup>1</sup> und einen verstellbaren Abduktionsklotz.

### Bade-Eckstuhl technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2
Code	7511	7512
Sitzhöhe	75	75
Sitzbreite	340	340
Sitztiefe	280	330
Rückenhöhe	350	460
Nutzergewicht max.	30	35
Gewicht für den Versand	3	4

<sup>1</sup> Teleskopischer Handgriff (code HR012) ist als Zubehör für den Badestuhl und den Bade-Eckstuhl einbegriffen

# Kombi



## Kombi (fixierten Armlehne)

CODE 7556-7559  
Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle



## Umkehrbares Fußbrett

CODE FB023-FB026  
Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle



## Hebel Handgriff

CODE HR014-HR017  
Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle



## Schutzblende

CODE SG001-SG002  
Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle



## Ablage

CODE TR003-TR006  
Nur auf Kombi mit höhenverstellbaren Armlehne verwendbar

## Kombi (höhenverstellbaren Armlehne)

CODE 7551-7554  
Codes entnehmen Sie bitte der Tabelle

Unser Kombi-Toilettenstuhl ist ein großartiger Starter-Stuhl. Er wurde als Stützstuhl entwickelt der Kindern gleichzeitig mit einer Reihe von Funktionen bei der Toilette helfen soll. Der Kombi-Toilettenstuhl hat standardmäßig einen Topf, einen Plastik-Toilettsitz, Sitzpolster und einen Klettverschluss-Beckengurt.

## Farbskala

- Rot - Größe 1
- Gelb - Größe 2
- Blau - Größe 3
- Grün - Größe 4

## Kombi technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3	4
Code	7551 <sup>1</sup> /7556 <sup>2</sup>	7552 <sup>1</sup> /7557 <sup>2</sup>	7553 <sup>1</sup> /7558 <sup>2</sup>	7554 <sup>1</sup> /7559 <sup>2</sup>
Sitzhöhe <sup>3</sup>	215-290	275-375	275-375	340-450
Sitzbreite	290	325	325	435
Sitztiefe	205-290	245-355	245-355	350-440
Rückenhöhe	325	370	370	500
Nutzergewicht max.	35kg	45kg	45kg	65kg
Gewicht für den Versand	11kg	13kg	14kg	15kg

## Kombi Zubehör Tabelle

Größe	1	2	3	4
Code	Code	Code	Code	Code
Umkehrbares Fußbrett	FB023	FB024	FB025	FB026
Hebel Handgriff	HR014	HR015	HR016	HR017
Schutzblende	SG001	SG002	SG002	SG002
Ablage	TR006	TR003	TR004	TR005

1 Codes für Kombi (höhenverstellbaren Armlehne)

2 Codes für Kombi (fixierten Armlehne)

3 Sitzhöhe gemessen bis Sitzpolster (25mm abziehen um die Höhe des Topfstuhls und 40mm abziehen um die Höhe des Toilettsitzes zu kalkulieren)

# Potty Stuhl



## Potty Stuhl

CODE 7525 - 7527

Codes entnehmen  
Sie bitte der Tabelle



### Fußbrett

CODE  
FB012: Größe 1  
FB013: Größe 2  
FB014: Größe 3



### Hebel Handgriff

CODE  
HR013: Größe 1  
HR016: Größe 2  
HR017: Größe 3



### Schutzblende

CODE  
SG001: Größe 1  
SG002: Größe 2  
SG002: Größe 3

Unser Potty Stuhl wurde speziell für junge Kinder entwickelt die Hilfe beim Sitzgleichgewicht benötigen und zusätzliche Sicherheit beim Toilettengang. Das freistehende und höchst stützende Design bedeutet, dass der Stuhl gut in den Kindergarten, die Schule oder das häusliche Umfeld passt.

## Potty Stuhl technische Daten

Sofern nicht anders angegeben sind alle Abmessungen in mm

Größe	1	2	3
Code	7525	7526	7527
Sitzhöhe	159-330	220-430	270-450
Sitzbreite	220	290	335
Sitztiefe	330	380	430
Nutzergewicht max.	35kg	45kg	55kg
Gewicht für den Versand	10kg	11kg	13kg

### Farbskala

 Blau

## Wussten Sie schon?

Viele Topfstühle haben runde Öffnungen die Kindern mit schmalen Hüften den Toilettengang äußerst schwer machen. Unser Potty Stuhl wurde mit einer ovalen Öffnung entwickelt um verbesserten Komfort und Toilettengang zu garantieren.



**Telefon**

+44 (0) 1626 835552

**Fax**

+44 (0) 1626 835428

**E-mail**

[info@smirthwaite.co.uk](mailto:info@smirthwaite.co.uk)

**Website**

[www.smirthwaite.co.uk](http://www.smirthwaite.co.uk)

**G&S Smirthwaite Ltd**

17 Wentworth Road, Heathfield,  
Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL, Großbritannien

